

TV-Komponenten

79691F5



Hospital TV-Gerät S55C



in modernem Monitor-Design. Gesichert gegen unbefugte Bedienung. Mit Vorrichtung für die Befestigung auf dem entsprechenden TV-Wandhalter. Funktionell für Steuerung über die clino-Systeme angepasst und ausgelegt nach modernster Technologie.

Das Gerät ist konzipiert und ausgelegt nach:

- den Vorschriften und Bestimmungen zur Stör- und Röntgenstrahlsicherung sowie
- den sonstigen sicherheitstechnischen und behördlichen Ausführungs- und Anschlussbedingungen

Insbesondere findet eine galvanische Trennung des TV-Tons statt, um diesen in das clino-System einkoppeln zu dürfen.

Leistungsmerkmale

- Bildschirmdiagonale 55 cm, Ablenkwinkel 90 Grad
- flache und rechteckige "Flat-square"-Planarröhre für eckscharfes Bild (4:3)
- Kontrastfilterscheibe
- Mikro-Kompakt-Chassis-Technologie mit hochintegrierten Bauteilen für digitale Signalverarbeitung
- 100 Programmspeicherplätze
- automatischer und manueller Sendersuchlauf bei der Konfiguration
- Anzeige von Programm und Kanal
- Euro-Kabeltuner
- PAL B/G, DK Empfangsnorm
- elektronische Steuerung für Bedienung im Rahmen der clino-Systeme
- Grundwerte für Farbe, Kontrast und Lautstärke selektiv und bleibend einstellbar
- Anschlüsse für Koax-Antennenkabel, Euro-AV-Stecker und Hospital-AV-Stecker
- Netzkabel mit Netzstecker
- Anschluss 230 V AC +/- 10%
- Leistungsaufnahme 90/14 Watt

Technische Daten

Farbe	Gehäuse, weiß - RAL 9010
Abmessungen (B x H x T)	49 x 44 x 47 cm
Gewicht	19,8 g

79691E2



TV-Wandhalter für Hospital TV-Gerät S55B/C



TV-Wandhalter für Hospital TV-Gerät zur Aufnahme und Befestigung des TV-Gerätes. Stahlkonstruktion weiß lackiert, mit TÜV-Prüfzertifikat.

Technische Daten

Farbe	reinweiß - RAL 9010
-------	---------------------

Leistungsmerkmale

- Montageplatte (für Mehrpunktbefestigung)
- Auslegearm mit Trägertrasse auf fixierbarem Kipp-Dreh-Gelenk
- Befestigungsschrauben für TV-Gerät
- Schukosteckdose
- 2 Installations-Schalterdosen für die Aufnahme der Anschlusskombination

79691G5



TV-Deckenhalter 80cm für Hospital TV-Gerät S55B/C

TV-Deckenhalter 800mm. für Hospital TV-Gerät S55B/C aus Rohr 100 x 40 mm inkl. 3 Stück Hohlwanddosen

TV-Zubehör

89440T4  **Bedienungsanleitung für Hospital TV-Gerät S55C**

79691P4  **Fernbedienung für Hospital TV-Gerät S55C**

Schnellprogrammierungseinheit zum Auslesen gespeicherter TV-Programme des Hospital TV-Gerätes 79691F5/6. Andere Hospital TV-Geräte 79691F5/6 werden auf Knopfdruck komfortabel mit identischer Programmierung versehen.

79691P3  **Programmiermodul für Hospital TV-Gerät S55B/C**

Schnellprogrammiermodul für Hospital TV-Gerät S55B mit Euro-AV-Stecker zum Auslesen der gespeicherten Konfiguration, sowie zur Übertragung in weitere TV-Geräte.

73020F  **Anschlusseinheit**



Anschlusseinheit mit UP-Trageplatte und Spreizkrallenbefestigung für UP-Schalterdosen.

Zubehör

- 7608969 Abdeckplatte
- 7608968 Abdeckplattenrahmen 1-fach
- 7608970 Abdeckplattenrahmen 2-fach

79691K1  **Kabelsatz (Antennenkabel und Hospital-Scartkabel)**



Kabelsatz TV-Gerät für den Anschluss des Fernsehgerätes an die Antennensteckdose sowie die Anschlusseinheit (beide Bestandteil der jeweiligen Anschlusskombination). Bestehend aus 2 Kabeln (inkl. Steckern) für Antenne, Ton und Steuerung. Kabellänge: ca. 1 m.

7609004  **Blindstecker für Hospital TV-Gerät**

Euro-AV-Blindstecker zur Freischaltung des TV-Gerätes in den Programmiermodus.



74190T  **TV-Protokollwandler**

TV-Protokollwandler als universelle Schnittstelle zur Steuerung einer Vielzahl handelsüblicher Fernsehgeräte (nach Abstimmung) durch die Bediengeräte der clino-Systeme. Der Protokollwandler wird zum einen über einen 7-poligen Stecker mit der Rufanlage verbunden, zum anderen über den SCART-Stecker mit dem TV-Gerät, um den Ton abzugreifen. Die Steuerung des TV-Gerätes (Stand by / EIN / Kanal +, Kanal -) wird über einen angeschlossenen IR-Sender realisiert, der unmittelbar vor der IR-Empfängerdiode des TV-Gerätes befestigt wird.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)

100 x 68 x 33 mm